
DEKEMA

PRODUKTKATALOG // SINTERN // 2026



# WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.
# Die Heimat unserer DEKEMA Öfen.

Seit über 50 Jahren steht DEKEMA für höchste Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit – Made in Germany.

Doch unsere Öfen sind weit mehr als nur technologische Meisterwerke. Sie sind treue Begleiter, die Zahntechniker auf der ganzen Welt unterstützen, ihre Kunst auf höchstem Niveau auszuüben. Sie ermöglichen Perfektion, bringen Leidenschaft zum Ausdruck und helfen dabei, das Wertvollste zu schenken, was es gibt: Ein strahlendes Lächeln.

Unsere Verantwortung endet nicht mit dem Kauf. Wir sind da – persönlich, direkt, vor Ort. Mit unserem Service bringen wir nicht nur Technik in die Labore, sondern auch Vertrauen und Sicherheit. Unsere Servicetechniker kommen direkt ins Labor, bringen Fachwissen, Unterstützung und individuelle Lösungen – genau dann, wenn es darauf ankommt.

Individuelle Betreuung, echte Nähe, gelebte Partnerschaft – das ist es, was DEKEMA ausmacht.


Weil es mehr braucht als nur einen Ofen.

# VON FREILASSING IN DIE WELT.

# DEKEMA. Inhalt.


| | |
|---|---|
| DEKEMA. Passion. | 4 |
| DEKEMA. Anspruch. | 5 |
| DEKEMA. Manufaktur | 6 |
| DEKEMA. Nachhaltigkeit. | 8 |
| DEKEMA. Circle. | 9 |
| Serie *i* G2 – Auf das Maximum reduziert. | 12 |
| AUSTROMAT™ 664*i*™ G2 | 14 |
| DEKEMA. Zubehör – AUSTROMAT™ 664*i*™ G2 | 18 |
| AUSTROMAT™ 674*i*™ G2 | 22 |
| DEKEMA. Zubehör – AUSTROMAT™ 674*i*™ G2 | 26 |
| DEKEMA. Technische Daten – alle Sinteröfen im Vergleich | 30 |
| DEKEMA. Software Features – alle Sinteröfen im Vergleich | 32 |
| DEKEMA. Zubehör – alle Sinteröfen im Vergleich | 34 |



# DEKEMA.
# Passion.


Unsere Bestimmung ist, die besten Sinteröfen für Ihre Kreationen – einzigartig in Ästhetik, Passgenauigkeit und Funktion – zu produzieren.

Aus jahrzehntelanger Erfahrung, Innovationen, steter Weiterentwicklung, sowie höchsten Material- und Qualitätsstandards entstehen Dentalöfen, deren Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Nutzerkomfort konkurrenzlos sind.

**Was bedeutet das für Sie?**
Maximale Leistung, reproduzierbare Ergebnisse und höchste Qualität.

## „WER TÄGLICH PERFEKTE ERGEBNISSE ERZIELEN MUSS, KANN SICH KEIN ANDERES PRODUKT LEISTEN.“

Erleben Sie Tag für Tag in Ihrem Labor die Welt von DEKEMA und stellen Sie als unser Partner auch an den Service höchste Ansprüche. Ob Sie Unterstützung bei Neuentwicklungen benötigen, eine Analyse Ihrer Brennergebnisse oder schnell ein Ersatzgerät – unser Support ist immer für Sie da – prompt und unbürokratisch.





# DEKEMA.
# Anspruch.

Die DEKEMA AUSTROMAT™-Familie besticht vor allem durch das einmalige Brennkammerkonzept, die intuitive Bedienoberfläche und einen Funktionsumfang, der weltweit einzigartig ist.


**Perfekte Ergebnisse, einfach wie nie.**
Steuern Sie Ihren AUSTROMAT™ bequem über den hochauflösenden Touchscreen, den Computer oder Ihr Smartphone. Starten Sie jeden Brennvorgang mit nur einem Klick. Der AUSTROMAT™ führt Sie selbsterklärend durch alle Abläufe, damit mehr Zeit für die wichtigen Aufgaben bleibt.

## „SO EINFACH WIE MÖGLICH, SO DETAILLIERT WIE NÖTIG!“

**Zusätzliche Feinabstimmung? Natürlich!**
Bis zu fünf anwenderoptimierte Eingabemasken bieten Zugriff auf sämtliche Einstellungen, die auch nach dem Programmstart angepasst werden können.

**Feels like home.**
Die Benutzeroberfläche ist über alle Modelle konsistent. Egal auf welchem Gerät Sie arbeiten, Sie werden sich sofort zu Hause fühlen. Zeitraubendes Lernen gehört der Vergangenheit an.

**Alles ist möglich!**
Sie arbeiten lieber traditionell mit Maus und Tastatur? Einfach an die serienmäßigen USB-Schnittstellen anschließen und loslegen.



# DEKEMA. Manufaktur.

## 100 % Made in Germany.

Alle DEKEMA Öfen werden in unserer Manufaktur in Bayern gefertigt. Die benötigten Teile werden entweder von DEKEMA selbst hergestellt oder kommen priorisiert von spezialisierten Handwerks- und Industriebetrieben aus dem regionalen Umfeld.

## DEKEMA. Individualität.


Räumlichkeiten und Arbeitsgeräte repräsentieren Sie, Ihre Arbeit und Ihr Unternehmen. Nutzen Sie diese Chance und glänzen Sie mit Öfen in Ihrem Corporate Design. Ob Bildschirmschoner, Logo oder Lackierung: DEKEMA gestaltet Ihren Ofen ganz nach Ihrem individuellen Geschmack.

## DEKEMA. Gehäuse.

- Konstruktiv integrierte Konvektionskühlung ohne separaten Lüfter
- Korrosionsfreies und leichtes Aluminiumgehäuse
- Oberflächenfinish in Mattsilber oder Mattschwarz

## DEKEMA. Liftsystem.

- Vibrationsfreie Liftbewegung
- Langlebige, wartungsfreie Edelstahlmechanik
- Individuell wählbare Trockenpositionen



## DEKEMA. Brennkammer.

- Vor Jahrzehnten konzipiert – seit Jahrzehnten verwendet – über Jahrzehnte verfeinert
- Unübertroffen harmonische Energieverteilung
- Faserisolierung in einmalig reiner Qualität und hochpräziser Ausführung

## DEKEMA. Isoliertisch.


- Patentierter Multi-Compound Faser-Isoliertisch in einmalig reiner Qualität
- Temperaturwechselbeständig

## DEKEMA. Sinterzubehör.

- Patentiertes Tischsystem zur einfachen Handhabung des Brennguts
- Sintern in mehreren Ebenen
- Temperaturwechselbeständig

## DEKEMA. SiC-Heizelemente.

- DEKEMA-spezifisch gefertigte Heizelemente aus hochreinem SiC (Silizium-Carbid)
- Homogene Temperaturverteilung
- Keine Verfärbungen und Verschmutzungen
- Robust und langlebig
- Höchste Energieeffizienz



# DEKEMA.
# Nachhaltigkeit.

## Regional & Energieeffizient.

Wir setzen auf Nachhaltigkeit – von der Auswahl unserer Rohstoffe bis zur Technologie unserer Dentalöfen. Unsere Materialien stammen weitestgehend aus der Region, was Transportwege minimiert und Ressourcen schont. Gleichzeitig sorgt unsere energieeffiziente Technologie nach neuesten Standards für einen umweltschonenden Betrieb. So verbinden wir höchste Qualität mit Verantwortung für die Zukunft.

Für uns ist Nachhaltigkeit mehr als ein Versprechen – sie ist Teil unserer Philosophie. Gemeinsam gestalten wir eine umweltbewusste Zukunft, ohne Kompromisse bei Qualität und steter Weiterentwicklung.






# Welcome to the Circle.

**DEKEMA Circle**

Über den DEKEMA Circle sind alle Ihre DEKEMA Geräte miteinander verbunden. Sie profitieren von Software-Updates und -Backups via Internet, einer Internet-Datenbank-Anbindung, Netzwerk-Fernsteuerung und der automatischen Übernahme von projektspezifischen Brenn-, Press- und Sinterprogrammen.

**„WER EINMAL DIE MÖGLICHKEITEN DES DEKEMA CIRCLE ENTDECKT HAT, WILL NIE MEHR AUF DIESEN SERVICE UND KOMFORT VERZICHTEN.“**




**Immer im Blick**

Sie möchten auch in einem Meeting wissen, was Ihr AUSTROMAT™ gerade macht? Mit DEKEMA und Ihrem Smartphone haben Sie immer und überall die Kontrolle: Ist der Sinterzyklus schon fertig? Stimmen die Parameter? Alle Informationen befinden sich immer bei Ihnen.

**Sie haben Fragen – wir haben die Antwort!**

Wann kann ein Servicetechniker vorbeikommen? Er ist schon da! Wenn Ihr AUSTROMAT™ eine Verbindung zum Internet hat, können Sie den Zugriff auch für unsere Techniker direkt freischalten. Über die Protokolldateien können wir Fehler aufspüren und beheben, damit Ihr Ofen sofort wieder einsatzbereit ist.




# „ANGEFANGEN HAT ALLES MIT EINEM KERAMIKOFEN. HEUTE BIETEN WIR UNSEREN KUNDEN EIN MEISTERWERK.“

Dr. Stephan Miller

**Lassen Sie sich von unseren Meisterwerken begeistern**

# SERIE *i*G2

## AUF DAS MAXIMUM REDUZIERT.

- 10,4 Zoll Touchscreen-Farbdisplay
- DEKEMA Internet-Datenbank-Ofenanbindung
- Internet Programm-Streaming
- Cloud-Management im DEKEMA Circle
- IoT (Internet of Things) ermöglicht eine intelligente Vernetzung und Überwachung des Ofens in Echtzeit – für 99,9 % Verfügbarkeit und einen reibungslosen Betrieb durch präventive Wartung
- Qualitätsmanagement: Aufzeichnung der Prozessdaten
- USB-Funktionalitäten: Übertragung von Brenn- und Pressprogrammen, Fotos, QM-Dateien und Printouts; Backup und Update
- Ethernet-Schnittstelle
- OPC UA-Schnittstelle
- Online: Backup und Update

# AUSTROMAT™

## SINTERN

## 664*i*™ G2

# AUSTROMAT™ 664*i*™ G2
# Maximale Effizienz trifft smarte Technologie.




## AUSTROMAT™ 664*i*™ G2

- DEKEMA patentiertes, präzises Hochtemperatur-Thermoelement-Design, geeignet für ultraschnelle Zyklen weit unter 20 Minuten
- DEKEMA patentiertes Tischsystem mit bis zu 2 Ebenen (Ø 65 mm pro Ebene) – einfache Handhabung, Sintern von bis zu 40 Einheiten möglich
- Keine Verschmutzung und keine Verfärbung
- Absolut sauber – keine Reinigungszyklen notwendig
- Nonstop-Sintern: sofortiger Start von Folgezyklen
- DEKEMA AutoDry™ & AUTORITE™
- Zugang zu mehr als 100.000 Brenn- Press- und Sinterprogrammen sämtlicher Hersteller von Dentalkeramiken über DEKEMA online

DEKEMA Colorite™
You are the artist.

CREATE YOUR FURNACE

| Anwendungsgebiete | mit Vakuum | ohne Vakuum |
|---|---|---|
| Brennen | – | – |
| Pressen | – | – |
| Sintern | – | ✓ |
| Glasieren | – | ✓ |
| Kristallisieren | – | ✓ |
| Infiltrieren | – | – |

NEW THOR SOFTWARE

myDEKEMA

MADE IN GERMANY DEKEMA



## DEKEMA. Sintern.

Beim Sintern werden gefräste Materialien verdichtet, wodurch fester, stabiler und natürlich aussehender Zahnersatz entsteht.

**Nonstop-Präzision**
DEKEMA Öfen garantieren verfärbungsfreies Sintern ohne Reinigungszyklen – für einen störungsfreien Dauerbetrieb und kompromisslos höchste Qualität.

# DEKEMA. Zubehör.
# AUSTROMAT™ 664*i*™ G2

**Heizkörper, SiC hängend, Set mit Kabel** Art. No. 105413-01

Heizkörper aus SiC im Set mit Einbauzubehör für den Einsatz in Sinteröfen mit hängenden Heizkörpern.



**Thermoelement, Sinteröfen mit hängenden Heizkörpern** Art. No. 106652

Thermoelement für den Einsatz in Sinteröfen mit hängenden Heizkörpern.



**CALIBRITE™ Sinter Set** Art. No. 106907-01

Das CALIBRITE™ Sinter Set im praktischen Aufbewahrungskoffer besteht aus der DEKEMA Mikrometerschraube mit Standfuß und Führung für die exakte Aufnahme eines PTC-Rings, 15 PTC-Ringen und dem QR-Code zum Online-Kalibriervideo und -kalkulator.






**CALIBRITE™ Sinter PTC** Art. No. 106906

15 PTC-Ringe zur exakten Temperaturkalibrierung von Sinteröfen inkl. Zugang zum DEKEMA Online-Kalibrier-Kalkulator.




**Pinzette, DEKEMA-Logo** Art. No. 105236

Ofenpinzette zur sicheren Handhabung von Brennobjekten.



**Brenntisch, Ring, Ø 65 mm, 28 mm** Art. No. 105138

Brenntisch Ring, Ø 65 mm, 28 mm Höhe, Abstandshalter für Sinterebenen.



**Isoliertisch, Ø 65 mm-Sinterebene** Art. No. 105169

Isoliertisch für den Einsatz in Sinteröfen mit Ø 65 mm-Sinterebenen.



# DEKEMA. Zubehör.
# AUSTROMAT™ 664*i*™ G2

**Brenntisch, Basis, Trog, Ø 65 mm** Art. No. 105139

Brenntisch Basis Trog, Ø 65 mm, beidseitig einsetzbar, flach und niedrige Wanne, zum Sintern.



**SinterPlace Set, Ø 65 mm** Art. No. 105835-01

SinterPlace Set, Ø 65 mm, Set, bestehend aus Isolierkörper, Brenntisch Ring, Ø 65 mm und Zange, für die Ablage des Brenntisch Basis Trog.




**Zange, mit DEKEMA-Logo** Art. No. 107200

Zange für die sichere Handhabung von Sinterzubehör mit Ø 65 mm.





**AUSTROMAT™ 664*i*™/ 674*i*™ G2**
**Temperatur-Upgrade-Kit (max. Temp. 1.600 °C)** Art. No. 106723




**Sinterperlen, Micro-Pearls (200 g)** Art. No. 105262

Sinterperlen zum verzugsfreien Sintern von Objekten im Brenntisch Basis Hybrid Ø 100 mm und Brenntisch Basis Trog Ø 65 mm.





**Sinterperlen, Micro-Pearls (10 x 5 g-Beutel)** Art.-No. 106967

Sinterperlen zum verzugsfreien Sintern von Objekten im Brenntisch Basis Hybrid Ø 100 mm und Brenntisch Basis Trog Ø 65 mm.




**Sicherung (10 Stück), 5 x 20 mm, 16 A, 230 V** Art. No. 100512

Sicherung (10 Stück), 5 x 20 mm, 16 A, 230 V, für Hochtemperaturöfen.



# AUSTROMAT™

## SINTERN

## 674*i*™ G2

# AUSTROMAT™ 674*i*™ G2
# Der Große.




## AUSTROMAT™ 674*i*™ G2

- Ultraschnelle Zyklen unter 1 Stunde möglich
- DEKEMA patentiertes, präzises Hochtemperatur-Thermoelement-Design, geeignet für ultraschnelle Zyklen ohne Temperaturüberschreitung
- DEKEMA patentiertes Tischsystem mit bis zu 2 Ebenen (Ø 100 mm pro Ebene) – einfache Handhabung, Sintern von bis zu 80 Einheiten möglich
- Keine Verschmutzung und keine Verfärbung
- Absolut sauber – keine Reinigungszyklen notwendig
- Nonstop-Sintern: sofortiger Start von Folgezyklen
- DEKEMA AutoDry™ & AUTORITE™
- Zugang zu mehr als 100.000 Brenn- Press- und Sinterprogrammen sämtlicher Hersteller von Dentalkeramiken über DEKEMA online

DEKEMA Colorite™
You are the artist.

CREATE YOUR FURNACE

| Anwendungsgebiete | mit Vakuum | ohne Vakuum |
|---|---|---|
| Brennen | – | – |
| Pressen | – | – |
| Sintern | – | ✓ |
| Glasieren | – | ✓ |
| Kristallisieren | – | ✓ |
| Infiltrieren | – | – |

NEW THOR SOFTWARE

myDEKEMA

MADE IN GERMANY DEKEMA




## DEKEMA. Sintern.

Unsere SiC-Heizelemente sind optimal fürs Sintern und sorgen für gleichmäßige Temperaturen bis 1.600 °C. Sie gewährleisten präzise Brennergebnisse und hohe Prozesssicherheit.

**Verlässlich und beständig**
Dank ihrer Langlebigkeit und Energieeffizienz reduzieren sie Wartung und Betriebskosten – für zuverlässige Leistung und konstant hohe Qualität.

# DEKEMA. Zubehör.
# AUSTROMAT™ 674*i*™ G2

**AUSTROMAT™ 664*i*™/ 674*i*™ G2**
**Temperatur-Upgrade-Kit (max. Temp. 1.600 °C)** Art. No. 106723




**Heizkörper, SiC hängend, Set mit Kabel** Art. No. 105413-01

Heizkörper aus SiC im Set mit Einbauzubehör für den Einsatz in Sinteröfen mit hängenden Heizkörpern.



**Thermoelement, Sinteröfen mit hängenden Heizkörpern** Art. No. 106652

Thermoelement für den Einsatz in Sinteröfen mit hängenden Heizkörpern.





**CALIBRITE™ Sinter Set** Art. No. 106907-01

Das CALIBRITE™ Sinter Set im praktischen Aufbewahrungskoffer besteht aus der DEKEMA Mikrometerschraube mit Standfuß und Führung für die exakte Aufnahme eines PTC-Rings, 15 PTC-Ringen und dem QR-Code zum Online-Kalibriervideo und -kalkulator.




**CALIBRITE™ Sinter PTC** Art. No. 106906

15 PTC-Ringe zur exakten Temperaturkalibrierung von Sinteröfen inkl. Zugang zum DEKEMA Online-Kalibrier-Kalkulator.




**Zange, mit DEKEMA-Logo** Art. No. 101921

Zange für die sichere Handhabung von Sinterzubehör mit Ø 100 mm.



**SinterPlace Set, Ø 100 mm** Art. No. 105836-01

SinterPlace Set, Ø 100 mm, Set, bestehend aus Isolierkörper, Brenntisch Ring, Ø 100 mm, 36 mm Höhe und Zange, für die sichere Ablage des Brenntisch Basis Hybrid.



# DEKEMA. Zubehör.
# AUSTROMAT™ 674*i*™ G2

**Brenntisch, Ring, Ø 100 mm, 36 mm** Art. No. 105317

Brenntisch Ring, Ø 100 mm, 36 mm Höhe,
Standard-Abstandshalter für Sinterebenen.



**Brenntisch, Ring, Ø 100 mm, 28 mm** Art. No. 105462

Brenntisch Ring, Ø 100 mm, 28 mm Höhe,
niedriger Abstandshalter für Sinterebenen.



**Brenntisch, Basis, Hybrid, Ø 100 mm** Art. No. 105648

Brenntisch Basis Hybrid, Ø 100 mm, beidseitig einsetzbar,
niedrige Wanne und mit nummerierten Kuhlen, zum Sintern.





**Isoliertisch, Ø 100 mm-Sinterebene** Art. No. 105381-01

Isoliertisch für den Einsatz in Sinteröfen mit Ø 100 mm-Sinterebenen.



**Sinterperlen, Micro-Pearls (200 g)** Art. No. 105262

Sinterperlen zum verzugsfreien Sintern von Objekten im Brenntisch
Basis Hybrid Ø 100 mm und Brenntisch Basis Trog Ø 65 mm.





**Sinterperlen, Micro-Pearls (10 x 5 g-Beutel)** Art.-No. 106967

Sinterperlen zum verzugsfreien Sintern von Objekten im Brenntisch
Basis Hybrid Ø 100 mm und Brenntisch Basis Trog Ø 65 mm.




**Sicherung (10 Stück), 5 x 20 mm, 16 A, 230 V** Art. No. 100512

Sicherung (10 Stück), 5 x 20 mm, 16 A, 230 V,
für Hochtemperaturöfen.



# DEKEMA. Technische Daten.

| | AUSTROMAT™ 664*i*™ G2 | AUSTROMAT™ 674*i*™ G2 |
|---|---|---|
| Abmessungen (B x H x T) | 383 x 780 x 343 mm | 383 x 780 x 343 mm |
| Gewicht | 23 kg | 25 kg |
| Spannung | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Maximale Leistungsaufnahme | 2.000 W | 2.000 W |
| Maximale Sintertemperatur | 1.560 °C / 1.600 °C optional | 1.560 °C / 1.600 °C optional |

# DEKEMA. Ausstattung.

| | AUSTROMAT™ 664*i*™ G2 | AUSTROMAT™ 674*i*™ G2 |
|---|---|---|
| Aluminiumgehäuse | ● | ● |
| Anpassung Corporate Design | optional | optional |
| Touchscreen-Bildschirm | 10,4 Zoll, Farbe | 10,4 Zoll, Farbe |
| USB-Schnittstelle / Ethernet-Schnittstelle | ● | ● |
| DEKEMA-spezifische SiC-Heizkörper: hochreine Heizelemente aus SiC (Silizium-Carbid), Sintern bei hohen Temperaturen, keine Verfärbungen | ● | ● |
| Faserisolierung Multi-Compound: Mehrschicht-Isoliersystem zum Sintern bei hohen Temperaturen | ● | ● |
| DEKEMA AutoDry™ & AUTORITE™ | ● | ● |

# DEKEMA. Software Features.

| | AUSTROMAT™ 664*i*™ G2 | AUSTROMAT™ 674*i*™ G2 |
|---|---|---|
| DEKEMA Internet-Datenbank-Zugang für registrierte Benutzer | ✓ | ✓ |
| DEKEMA Internet-Datenbank-Ofenanbindung | ✓ | ✓ |
| Internet Programm-Streaming | ✓ | ✓ |
| DEKEMA Circle: Datenmanagement in der Cloud | ✓ | ✓ |
| IoT (Internet of Things) ermöglicht eine intelligente Vernetzung und Überwachung des Ofens in Echtzeit – für 99,9 % Verfügbarkeit und einen reibungslosen Betrieb durch präventive Wartung | ✓ | ✓ |
| myDEKEMA: VNC-Viewer zur Fernsteuerung des DEKEMA Ofens am Mobilgerät | ✓ | ✓ |
| QM (Qualitätsmanagement): Aufzeichnung der Prozessdaten | ✓ | ✓ |
| USB: Übertragen von Sinterprogrammen (dds) | ✓ | ✓ |
| USB: Übertragen von Fotos (jpeg) | ✓ | ✓ |
| USB: Ablage von QM-Dateien (dfl) | ✓ | ✓ |
| USB: Ablage von Printouts | ✓ | ✓ |
| USB: Backup / Update | ✓ | ✓ |
| Online: Backup / Update | ✓ | ✓ |
| VNC-Server: VNC-Viewer zur Fernsteuerung des DEKEMA Ofens am PC | ✓ | ✓ |
| OPC: Standardisierte Verbindung für Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen | ✓ | ✓ |
| OPC UA: Sicheres, herstellerunabhängige Schnittstelle für Industrie 4.0 und IoT-Kommunikation | optional | optional |
| Programmiersprachen | Professional, Chairside | Professional, Chairside |

# DEKEMA. Zubehör.

| | AUSTROMAT™ 664*i*™ G2 | AUSTROMAT™ 674*i*™ G2 |
|---|---|---|
| Heizkörper, SiC hängend, Set mit Kabel (Art. No. 105413-01) | ● | ● |
| Thermoelement, Sinteröfen mit hängenden Heizkörpern (Art. No. 106652) | ● | ● |
| Kalibrierset Hochtemperatur | ● | ● |
| CALIBRITE™ Sinter Set (Art. No. 106907-01) | optional | optional |
| CALIBRITE™ Sinter PTC (Art. No. 101916-01) | optional | optional |
| Isoliertisch, Ø 65 mm-Sinterebene (Art. No. 105169) | ● | – |
| Brenntisch, Ring, Ø 65 mm, 28 mm (Art. No. 105138) | ● | – |
| Brenntisch, Basis, Trog, Ø 65 mm (Art. No. 105139) | ● | – |
| SinterPlace Set, Ø 65 mm (Art. No. 105835-01) | optional | – |
| Isoliertisch, Ø 100 mm-Sinterebene (Art. No. 105381-01) | – | ● |
| Brenntisch, Ring, Ø 100 mm, 36 mm (Art. No. 105317) | – | ● |
| Brenntisch, Ring, Ø 100 mm, 28 mm (Art. No. 105462) | – | optional |
| Brenntisch, Basis, Hybrid, Ø 100 mm (Art. No. 105648) | – | ● |
| SinterPlace Set, Ø 100 mm (Art. No. 105836-01) | – | optional |
| Sinterperlen, Micro-Pearls (200 g) (Art. No. 105262) | optional | optional |
| Sicherung (10 Stück), 5 x 20 mm, 16 A, 230 V (Art. No. 100512) | optional | optional |
| Pinzette, DEKEMA-Logo (Art. No. 105236) | ● | ● |
| Zange, mit DEKEMA-Logo (Art. No. 107200 / 101921) | optional | optional |
| Softwarepaket für AUSTROMAT™ 664 oder AUSTROMAT™ 674 (Art. No. 101933) | ● | ● |
| Temperatur-Upgrade-Kit (max. Temp. 1.560 °C) (Art. No. 105619) | ● | ● |
| Temperatur-Upgrade-Kit (max. Temp. 1.600 °C) (Art. No. 106723) | optional | optional |

DEKEMA

Der Ofen.™

DEKEMA Dental-Keramiköfen GmbH

Industriestraße 22 • 83395 Freilassing • Germany

+49-8654-46390 +49-8654-66195

info@dekema.com • www.dekema.com

DE ©11/2026 • 106686 • Änderungen vorbehalten.